

XP WALKER™ DE AIRCAST:

LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA EL MANEJO DEL
PIE DIABÉTICO

AIRCAST®



El XP Walker™ para pie diabético es un innovador soporte ortopédico que está específicamente diseñado para **proporcionar soporte y protección en casos de pie diabético**, ayudando a manejar úlceras neuropáticas y otras complicaciones. Cuenta con una **suela de balancín optimizada** para una máxima descarga del pie diabético y ayuda a eliminar los puntos de presión con una **innovadora plantilla de doble densidad**.

AIRCAST®



CARACTERÍSTICAS DEL XP WALKER™

- Suela de balancín diseñada para proporcionar una máxima descarga del pie diabético, reduciendo la presión y favoreciendo la curación de úlceras y otras lesiones.
- Carcasas semirrígidas y celdas de aire que incluyen una plantilla de doble densidad que ayuda a regular la tensión y ofrece un ajuste cómodo. Las celdas de aire se ajustan mediante un inflador manual externo con manómetro para graduar la presión en milímetros de mercurio, adaptándose a las necesidades del paciente.
- La rejilla Impax™ es una de las plantillas adicionales y está diseñada con esta tecnología para redistribuir la carga de manera efectiva, mejorando la protección y comodidad del pie.
- La plantilla de doble laminado diseñada con la tecnología de rejilla Impax™ y las celdas de aire completas ayudan a regular la tensión de corte.
- Modelo bilateral que puede usarse en ambos pies y disponibilidad en 4 tallas, desde S hasta XL, asegurando un ajuste adecuado para cada paciente.

ESTÁ INDICADO PARA:

- Soporte neumático para úlceras neuropáticas.
- Ayuda en el tratamiento y protección del pie diabético.
- Lesiones de tejidos blandos.
- Protección del retropié y talón.
- Fracturas estables de pie y tobillo.
- Uso Postoperatorio.

El **XP Walker™ de Aircast** ofrece múltiples beneficios que mejoran la calidad de vida de los pacientes con pie diabético, **redistribuyendo la presión en el pie** y minimizando los puntos de alta tensión. Proporciona estabilidad gracias a las **celdas de aire** que favorecen la recuperación de úlceras neuropáticas y lesiones de tejido blando. Gracias a este walker los pacientes con pie diabético pueden **moverse con mayor seguridad y confianza**, previniendo caídas y nuevas lesiones.



Gracias por leer esta guía del XP Walker™ de Aircast, para más información visite nuestra página web o síguenos en nuestras redes sociales. En Enovis Latam, estamos comprometidos con ofrecer soluciones innovadoras para el cuidado de la salud en cualquier parte del mundo.

¡Contacte a su distribuidor autorizado y empiece a mejorar la calidad de vida de sus pacientes!



@AIRCASTDONJOY_LATAM



AIRCAST DONJOY
LATINO AMERICA



ENOVIS LATAM



WWW.ENOVISLATAM.COM